

Kozmetički aparat za tretmane lica i tela MS 2040 13/1

Šifra: 22935

Kategorija proizvoda: Kozmetički aparati za tretmane
lica i tela

Proizvođač: Nedefinisan

Cena: **167.490,00** rsd.



Kozmetički multifunkcionalni aparat **MS2040** za tretmane lica i tela.

Aparat sadrži:

1. Uveličavajuća lupa (5x i 8x)

Koristi se tokom kozmetičkih tretmana i omogućava uveličavanje radnog polja. Funkcija uveličavanja u kombinaciji sa neonskim svetlom omogućava tehničaru precizniji tretman.

2. Vapozon sa ozonom (Aroma i Herba terapija)

Radi na principu ispuštanja vodene pare obogaćene ozonom i kiseonikom. Svoju primenu nalazi u kozmetici, za pripremu lica za temeljno čišćenje, čime se postiže otvaranje pora i dubinska dezinfekcija kože lica masnog i kombinovanog tipa.

3. Ultrazvuk

Namenjen za efikasno ubacivanje aktivnih preparata u kožu i tkiva, za terapijska delovanja, za anticelulit tretmane, itd.

Svoju primenu nalazi u kozmetičkim salonima, spa centrima, medicinskim ustanovama i sl.

4. Galvanska struja (jonos)

Koristi se za elektroforezu lekova, ubacivanje drugih ampuliranih preparata u kožu, uspostavljanje pH balansa kože i ubrzanje cirkulacije krvi.

5. Mikrodermoabrazija

Mehanički piling sa dijamantskim nastavcima delotvoran u lečenju ožiljaka od akni, staračkih pega, oštećenja od sunca, pigmentnih lezija, proširenih pora, za tretman smanjenja strija i za opšte obnavljanje kože.

6. Četka za lice (frimator)

Nežan i efikasan mehanički piling namenjen odstranjivanju odumrlih ćelija sa površine kože, kako bi se pore otvorile i postigla dobra resorpcija sadržaja koji će se nanositi na kožu.

7. Visoka frekvenca (D'arsonval terapija)

Koristi se za dezinfekciju kože, zatvaranje pora, uklanjanje upalnih procesa na koži, ubrzanje cirkulacije krvi i procesa metabolizma.

8. Hladno-topla masaža

Hladna masaža stvara ledeni osećaj svežine na upalnim mestima, zaustavlja bol na povređenoj koži ili mišićima.

Topla masaža pomaže boljoj apsorpciji proizvoda, ubrzava cirkulaciju i omogućava uklanjanje viška masnoće. Topla masaža je veoma prijatna za osetljivu i blago povređenu kožu.

9. Vakuum

Namenjen je za dubinsko čišćenje pora i usisavanje nečistoća sa kože, kao i za efikasne pneumo masaže kože.

10. Sprej

Efikasno aplikovanje različitih vrsta tečnih, osvežavajućih i lekovitih tonika i preparata. Koristi se i za efikasno uklanjanje maski sa lica.

11. Kabina za grejanje i sterilizaciju peškira

Namenjena za zagrevanje peškira, drugog pribora i kozmetičkih preparata koji trebaju biti topli pre upotrebe na klijentu.

Funkcija sterilizacije doprinosi čistoći peškira i drugog pribora.

12. Wood lampa za dijagnostiku kože

Wood-ova lampa služi za utvrđivanje tipa i stanja kože, kako bi se lakše ustanovio dalji tok tretmana i primenila odgovarajuća kozmetika.

13. Dve bočne posude

Namenjene za sortiranje i odlaganje potrebnog pribora kako bi uvek bio na dohvat ruke kozmetičaru tokom tretmana.

U sklopu aparata **MS2040** nalaze se svi potrebni dodaci za sve funkcije koje ovaj aparat poseduje.

Karakteristike aparata:

Režim rada: 220-240V, 50/60 Hz

Snaga: **1155 W**

Mikro prekidači sa svetlosnim indikatorom za uključivanje i isključivanje funkcija

Digitalni tajmer

Utičnice za priključivanje dodataka od aparata

Polica za držanje priključnih dodataka od aparata

Stabilna baza sa 4 točkića

Karakteristike vapozone:

Staklena posuda vapozone zapremine **1000 ml**

Podesiva ručica vapozone

Tajmer za podešavanje vremena ispuštanja pare (maksimalno 60 minuta)

Karakteristike lupe:

Izvor svetlosti na lupi: neonska fluo cev

Snaga: **22 W**

Materijal sočiva: staklo

Prečnik sočiva: **120 mm**

Tri podesiva zgloba

Zaštitni vizir za sočivo

Odgovarajuća neonka P-64